

TEFAL®

TE MINDENRE GONDOLSZ



**Prelud
ELEKTRONIKUS
BÉBIMÉRLEG/
GYERMEKMÉRLEG
79155**

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt olvassa el az útmutatót!

1. AZ ELEM BEHELYEZÉSE



Nyissa ki az elemtartó rekeszt a készülék hátulján és **helyezzen be egy új 6LR61 típusú alkáli elemet** (ellenőrizze a felhasználhatósági dátumot). Csukja vissza a fedelet.

Soha ne dobja a használt elemeket a szemetesbe:
az elemeket úgy kezelje, mint a maradék vegyi anyagokat.

2. A KOSÁR FELHELYEZÉSE



Fordítsa fejjel lefelé a kosarat, majd helyezze rá a mérleg szintén fejjel lefelé fordított talprészét. Igazítsa középre az eszközt, s ekkor a két darab automatikusan egybepattan. Fordítsa meg az összerakott mérleget. A termék most már készen áll a mérésre.

3. BEKAPCSOLÁS – MÉRÉS



Helyezze a csecsemőmérleget sík és szilárd felületre, s győződjön meg arról, hogy az stabilan áll és nem érintkezik más tárgyakkal. Nyomja meg a **bekapcsolás/funkció** gombot, minek hatására a kijelzőn először **8888**, majd 0 g látható.

Ha törülközőt helyez a kosárra, a kijelző nullázásához ismét nyomja meg a **bekapcsolás/funkció** gombot (a sípolás előtt). Helyezze rá a babát a mérlegre. **Amikor a sípszó felhangzik, a grammban mért tömeg stabilizálódik és körülbelül 1,5 percig látható a kijelzőn.**

4. TÖMEGKÜLÖNBSÉG



(ez a funkció 2 kg-nál nagyobb babáknál használható)

Rendszeresen mérje meg a baba testtömegét, mivel az előző méréshez képest kijelzett tömegkülönbség maximum 1 kg lehet.

Amikor a stabilizált tömeg megjelenik a kijelzőn: ismét nyomja meg a **bekapcsolás/funkció** gombot – **A tömegkülönbség villogó számjegyekkel néhány másodpercig látható, majd eltűnik.**

5. KIKAPCSOLÁS

A készülék **önműködően** kikapcsol: miután a tömeg 1,5 percig látható a kijelzőn; ha a mérleget bekapcsolták, de 2 percig nem mérnek vele; néhány másodperccel a tömegkülönbség megjelenítése után.

6. GYEREKMÉRLEG



(mérés a kosarat levéve, a mérleg lapján állva)

Fordítsa fejjel lefelé a csecsemőmérleget, s egyik kezével patintsa le a kosarat, miközben másik kezével a mérleget tartja.

A bekapcsolást/mérést lásd a 3. pontban.

7. FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe.
- Az olyan berendezések, mint a mikrohullámú sütők és mobil telefonok, a mérleg közelében használva, megzavarhatják a tömegkijelzést.
- Karbantartásként egy nedves ronggyal törölje le a mérleget. Ne használjon súrolószereket. Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- A készülék elrakása előtt győződjön meg róla, hogy az ki legyen kapcsolva. Ne helyezzen semmit a készülékre.

8. A KIJELZŐ KÜLÖNLEGES JELZÉSEI

BA t Azt jelzi, hogy az elemet ki kell cserélni.

0000 Azt jelzi, hogy a tarasúlyt a nullázás előtt helyezték a mérlegre.

- STOP** 20 kg-os vagy annál nagyobb tömeget jelez. Ne lépje túl a megengedett legnagyobb terhelést.
- Err** Akkor jelenik meg, ha a készülék bekapcsolása előtt 4000 g-nál nagyobb terhet helyez a mérlegre. Vegye le a terhet a mérlegről, s a mérés előtt kapcsolja be a készüléket.
- Akkor jelenik meg, ha a készülék bekapcsolása után a teljes tömeget vagy a tömeg egy részét leveszik a mérlegről, illetve ha a csecsemőmérleg egy másik tárggyal érintkezik, amely zavarja annak működését. A nullázáshoz nyomja meg bekapcsolás/funkció gombot.

9. GARANCIA

A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkra.